



Jednorazowe powierzchniowe elektrody nieżelowane, pojedyncze, Ag/AgCl, z kablem 10cm, wtyk TP 0,7mm

Opis produktu:

Jednorazowe powierzchniowe elektrody pojedyncze, nieżelowane, Ag/AgCl, 14 x 24 mm, powierzchnia czynna 7 x 4 mm, z kablem 10 cm, wtyk TP 0,7 mm, biały.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe powierzchniowe elektrody nieżelowane, pojedyncze, Ag/AgCl

Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badania przewodnictwa nerwowego (ang. Nerve Conduction Studies, NCS) marki Friendship zostały zaprojektowane z pomniejszonym obszarem pomiaru dla większej precyzji podczas lokalizowania obszaru docelowego. Wytrzymała powierzchnia klejąca i przyjazny dla skóry żel zapewniają wiarygodne pomiary, nawet w przypadku przesunięcia elektrody.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Nr zamówienia	Nr katalogowy	Rozmiar	Pow. czynna	Kabel	Wtyk	Kolor	Ilość
2026	SEAg-C-0.7/100/14x24	14 x 24 mm	7 x 4 mm	10 cm	0.7 TP Męski	Biały	12 kompletów (300 szt.)
2026-1	SEAg-C-0.7/100/14x24	14 x 24 mm	7 x 4 mm	10 cm	0.7 TP Męski	Biały	1 komplet (25 szt.)

Informacje:

Opcje produktu:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: samoprzylepne
Promocja: produkty w promocji
Kategoria: Elektrody powierzchniowe

Żelowe elektrody powierzchniowe : 2026 - SEAg-C-0.7/100/14x24 (300 szt.), 2026-1 - SEAg-C-0.7/100/14x24 (25 szt.)