

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe - pojedyncze



Opis produktu:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe, pojedyncze, 24 szt.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pojedyncza podskórna elektroda igłowa

Jednorazowe pojedyncze podskórne elektrody igłowe marki Friendship przeznaczone są do badań EEG, EP i IOM. Końcówka igły jest zaprojektowana tak, aby umożliwić płynną penetrację i łatwą zmianę położenia.

- Pakowane pojedynczo.
- Sterylne.
- Jednorazowe.

1010	NE-S-1000/13/0,4	0,40 x 13 mm	100 cm	6 kolorów
1011	NE-S-1500/13/0,4	0,40 x 13 mm	150 cm	6 kolorów
1011-3	NE-SSB-1500/13/0,4	0,40 x 13 mm	150 cm	6 kolorów
1011-4	NE-S-1500/13/0,4	0,40 x 13 mm	150 cm	12 kolorów

1012	NE-S-2000/13/0,4	0,40 x 13 mm	200 cm	6 kolorów
1013	NE-S-2500/13/0,4	0,40 x 13 mm	250 cm	6 kolorów
1040	NE-S-1500/7/0,35	0,35 x 7 mm	150 cm	6 kolorów
1042	NE-S-1500/17/0,45	0,45 x 17 mm	150 cm	6 kolorów
1043	NE-S-1500/23/0,4	0,40 x 23 mm	150 cm	6 kolorów
1043-1	NE-S-1500/20/0,35	0,35 x 20 mm	150 cm	Zielony

Informacje:

Model:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe,
 pojedyncze: 1010 - 0,40 x 13 mm - 100 cm, 1011
 - 0,40 x 13 mm - 150 cm, 1011-3 - 0,40 x 13 mm
 - 150 cm , 1011-4 - 0,40 x 13 mm - 150 cm ,
 1012 - 0,40 x 13 mm - 200 cm, 1013 - 0,40 x 13
 mm - 250 cm, 1040 - 0,35 x 7 mm - 150 cm,
 1042 - 0,45 x 17 mm - 150 cm, 1043-1 - 0,35 x
 20 mm - 150 cm