

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe - pary skręcone



Opis produktu:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe, pary skręcone. Opakowanie zawiera 12 par.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe - pary skręcone

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe o skręconych parach marki Friendship przeznaczone są do badań EEG, EP oraz IOM. Wersje skręcone zwykle używa się w celu zmniejszenia zakłóceń.

- Pakowane pojedynczo.
- Sterylne.
- Jednorazowe.

1022-4	NE-T-2000/23/0,35	0,35 x 23 mm	200 cm	12 kolorów
1028-1	NE-T-1500/20/0,35	0,35 x 20 mm	150 cm	Czerwony/Czerwony
1028-2	NE-T-1500/20/0,35	0,35 x 20 mm	150 cm	Niebieski/Niebieski
1028-3	NE-T-1500/20/0,35	0,35 x 20 mm	150 cm	Różowy/Różowy
1028-4	NE-T-1500/20/0,35	0,35 x 20 mm	150 cm	Zielony/Zielony

1024	NE-T-1500/7/0,4	0,40 x 7 mm	150 cm	12 kolorów
1020	NE-T-1000/13/0,4	0,40 x 13 mm	100 cm	12 kolorów
1021-3	NE-T-1500/15/0,4	0,40 x 15 mm	150 cm	12 kolorów
1022	NE-T-2000/13/0,4	0,40 x 13 mm	200 cm	12 kolorów
1023	NE-T-2500/13/0,4	0,40 x 13 mm	250 cm	12 kolorów
1022-6	NE-T-2000/13/0,4	0,40 x 13 mm	200 cm	12 kolorów
1022-7	NE-T-2000/15/0,4	0,40 x 15 mm	200 cm	12 kolorów
1022-8	NE-T-2000/17/0,35	0,35 x 17 mm	200 cm	12 kolorów
1022-9	NE-T-2000/19/0,35	0,35 x 19 mm	200 cm	12 kolorów
1022-1	NE-T-2000/17/0,4	0,40 x 17 mm	200 cm	12 kolorów
1021-A	NE-T-1500/17/0,4	0,40 x 17 mm	150 cm	12 kolorów

Informacje:

Model:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe, pary skręcone: 1022-4 - 0,35 x 23 mm - 200 cm, 1024 - 0,40 x 7 mm - 150 cm, 1021 - 0,40 x 13 mm - 150 cm, 1021-A - 0,40 x 17 mm - 150 cm, 1022 - 0,40 x 13 mm - 200 cm, 1022-1 - 0,40 x 17 mm - 200 cm, 1022-6 - 0,40 x 13 mm - 200 cm, 1023 - 0,40 x 13 mm - 250 cm, 1028-1 - 0,35 x 20 mm - 150 cm, 1028-2 - 0,35 x 20 mm - 150 cm, 1028-3 - 0,35 x 20 mm - 150 cm, 1028-4 - 0,35 x 20 mm - 150 cm