

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe - pary równoległe



Opis produktu:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe, pary równoległe, z kablem 150 cm, kolor czarny/czerwony, 12 par.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe - pary równoległe

Podwójne podskórne elektrody igłowe o parach równoległych/płaskich marki Friendship są przeznaczone głównie do badań IOM.

- Pakowane pojedynczo.
- Sterylne.
- Jednorazowe.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Średnica igły	Długość igły	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość w opak.
1045	NE-P-1500/17/0.45	0,45 mm	17 mm	150 cm	czerwony, czarny	TP 1,5 mm	24 szt.

Informacje:

Typy elektrod: podskórne
Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem

Opcje produktu:

Jednorazowe podskórne elektrody igłowe, pary równoległe: 1045 - 0,45 x 17 mm