

Jednorazowe podskórne wkładane elektrody igłowe 0,6mm

Opis produktu:

Jednorazowe podskórne wkładane elektrody igłowe, 0,6 mm.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe podskórne wkładane elektrody igłowe 0,6 mm

Jednorazowe elektrody podskórne marki Friendship odbierają sygnały bioelektryczne (EEG, EKG i EMG) z różnych części ciała podczas badań klinicznych, zabiegów i operacji. Zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładne pomiary przy niskim poziomie szumów i impedancji.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Typ	Igła	Kabel	Ilość	Kolor
1001	NES-D1-1200/0.6	Pojedyncze	0,6 mm	120 cm	24 szt.	6 kolorów
1003	NES-D1-1500/0.6	Pojedyncze	0,6 mm	150 cm	24 szt.	6 kolorów
1004	NES-D1-2000/0.6	Pojedyncze	0,6 mm	200 cm	24 szt.	6 kolorów
1007	NES-D2-2000/0.6	Pary skręcone	0,6 mm	200 cm	12 par	12 kolorów
1008	NES-D2-2500/0.6	Pary skręcone	0,6 mm	250 cm	12 par	12 kolorów

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Jednorazowe podskórne wkładane elektrody igłowe, 0,6 mm.: 1001 - Pojedyncze - 120 cm (24

szt.), 1003 - Pojedyncze - 150 cm (24 szt.), 1004 - Pojedyncze - 200 cm (24 szt.), 1007 - Pary skręcone - 200 cm (12 par), 1001-1 - Pojedyncze - 120 cm (24 szt.), 1005 - Pojedyncze - 250 cm (24 szt.)