

Przenośne urządzenie do terapii uciskowej Lympha Press PCD-51

Opis produktu:

Przenośne urządzenie do **sekwencyjnego masażu ciśnieniowego** dedykowane do zastosowań domowych.

Mankiety do urządzenia należy dokupić osobno.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośne urządzenie do terapii uciskowej Lympha Press PCD-51

Przenośne urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego dedykowane do zastosowań domowych, 8 wyjść, obsługa do dwóch 4 - komorowych mankietów jednocześnie.

Dane techniczne

| | |
|------------------|---------------|
| Zakres ciśnienia | 20 do 80 mmHg |
| Waga | 1,5 kg |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Dodatkowe akcesoria

LEG SLEEVE

4 - komorowy uniwersalny mankiet na **kończynę dolną**, uszyty w systemie nachodzących na

siebie komór (Chamber Overlapping), długość cholewki do wyboru 65/75/85 cm

ARM SLEEVE

4 - komorowy uniwersalny mankiet na **kończynę górną**, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), długość 88 cm

Informacje:

Kategoria: Pessaroterapia

Model: