

Elektroniczna waga medyczna niemowlęca SECA 834

Opis produktu:

Seca 834 to **elektroniczna waga niemowlęca** ze zdejmowaną szalką przeznaczoną do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Seca 834 - elektroniczna waga dla niemowląt

SECA 834 to **waga niemowlęca** z wygodną **szalką pomiarową**. W mgnieniu oka można je jednak przekształcić w **wagi podłogowe dla dzieci** o wadze do 20 kg. Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako **waga podłogowa** są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne **ważenie niemowlęcia**. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, a szalka odłącza się od podstawy. Kolejną zaletą **wagi** jest **funkcja Breast Milk Intake**, która umożliwia określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas karmienia piersią. **Waga** ta jest solidna, ale lekka, czyli łatwa do transportu. Intuicyjne przyciski i funkcje wagi są niezwykle proste w obsłudze.

Cechy charakterystyczne wagi Seca 834

- Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci **funkcja HOLD** - dzięki temu można zająć się niemowlęciem, a następnie zanotować wynik ważenia.
- **Ściągana szalka do ważenia dzieci** w pozycji stojącej oraz leżącej.
- Mobilność dzięki małej masie wagi
- 4 podgumowane punkty podparcia wagi.
- **wbudowany wyświetlacz** w obudowę wagi.
- Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki **funkcji BMIF**
- Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z **materiału ABS**
- Małe zużycie prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie.

Dane techniczne:

Nośność [kg]:

20

Podziałka:	10 g 10kg > 20 g
Wymiary powierzchni wagowej (szer. x wys. x gł.) [mm]:	525 x 80 x 250
Masa własna [kg]:	2,5
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]	552 x 156 x 332
Funkcje:	Hold / BMIF / Automatyczne wyłączanie / TARA
Zasilanie:	baterie akumulatorki

Informacje:

Rodzaj wagi: Elektroniczna

Rodzaj wagi: Pediatryczna

Model:

Seca akcesoria: -, Torba do wagi Seca