

Urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego Lympha Press Mini



Opis produktu:

Lympha Press Mini Press to urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego Lympha Press Mini

Lympha Press Mini Press to urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego dedykowane do zastosowań domowych. Urządzenie posiada 24 wyjścia, umożliwiając stosowanie mankietów 24-komorowych lub dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie.

Wskazania do stosowania masażu ciśnieniowego:

- pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny,

- niewydolność żylna,
- obrzęk po mastektomii, urazie, unieruchomieniu,
- zmniejszenie bólu po zabiegach chirurgicznych,
- owrzodzenia żyłne.

Dane techniczne

Tryb pracy:	sekwencyjny
Regulacja ciśnienia [mmHg]:	20 do 80
Wymiary [cm]:	34 x 24 x 19
Waga [kg]:	2,9
Zasilane [V]:	230

Dodatkowe akcesoria

- 12 - komorowy mankiet na kończynę dolną,
- 12 - komorowy mankiet na kończynę górną,
- 24 - komorowa kurtka,
- 24 - komorowe spodnie,
- 40 - komorowy śpiwór.

Informacje:

Kategoria: Aparaty do drenażu limfatycznego

Model:

Terapia uciskowa MEGO AFEK: Brak, 2 mankiety na KG (12 - komorowe), 24 - komorowe spodnie i 2 mankiety na KG (12 - komorowe), 24 - komorowe spodnie, 24 - komorowa kurtka, 24 - komorowe spodnie i 24 - komorowa kurtka, 2 mankiety na KD (12 - komorowe), 24 - komorowe kurtka i 2 mankiety na KD (12 - komorowe) , 40 - komorowy śpiwór
Długość mankietów Mego Afek: 65, 75, 85