

## Urządzenie do masażu ciśnieniowego do zastosowań klinicznych Lympha Press Optimal



### Opis produktu:

**Lympha Press Optimal®** urządzenie do masażu ciśnieniowego, do zastosowań klinicznych.

Mankiety do urządzenia należy dokupić osobno.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Mankiet do terapii uciskowej Lympha Press Mini i Optimal

**Lympha Press Optimal®** to urządzenie do masażu ciśnieniowego do zastosowań klinicznych, 24 wyjścia, obsługa do dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie, 4 tryby pracy, współpraca z komputerem, możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie.

#### Dodatkowe akcesoria

- 12 - komorowy mankiet na kończynę dolną,
- 12 - komorowy mankiet na kończynę górną,

- 24 - komorowa kurtka,
- 24 - komorowe spodnie,
- 40 - komorowy śpiwór.

### Dane techniczne

<b>Tryb pracy:</b>	sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala
<b>Regulacja ciśnienia [mmHg]:</b>	20 do 90
<b>Wymiary [cm]:</b>	19 x 37,5 x 31,5
<b>Waga [kg]:</b>	>6,7
<b>Zasilane [V]:</b>	230

### Informacje:

Kategoria: Pessaroterapia

### Model: