

Goniometr metalowy na palec Deluxe - 6 cali 180°

Opis produktu:

Goniometr metalowy na **palec** mierzący zakres ruchomości stawów palca i dłoni.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Goniometr metalowy na palec Deluxe - 6 cali 180°

Goniometr metalowy na palec mierzący zakres ruchomości **stawów palca** (stawy śródręczno paliczkowe oraz stawy międzypaliczkowe), a także innych mniejszych stawów, włącznie ze stawami palców u nóg. **Stalowy goniometr na palec** Deluxe 6 cali posiada dużą głowicę z przeciwnymi skalami od 180° do 0° wzrastającymi co 5°. Skale linearne umieszczone na ramieniu urządzenia prezentują wartości zarówno w calach, jak i centymetrach.

Informacje:

Model: