

Goniometr metalowy na palec - 3,5 calowy

Opis produktu:

Goniometr metalowy na **palec** mierzący **zakres ruchomości stawów palca** - mały - 3.5 cala.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Goniometr metalowy na palec - 3,5 calowy

Goniometr metalowy na **palec** mierzący zakres ruchomości **stawów palca** (stawy śródręczno paliczkowe oraz stawy międzypaliczkowe), a także innych mniejszych stawów, włącznie ze stawami palców u nóg. Mały, stalowy goniometr na palec 3,5 cala posiada głowicę z przeciwstawnymi skalami od 180° do 30° wzrastającymi co 5°.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: