

Taśma antropometryczna GULICKA

Opis produktu:

Taśma antropometryczna GULICKA jest to taśma służąca do pomiarów liniowych w diagnostyce i antropometrii.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśma antropometryczna GULICKA

Taśma antropometryczna GULICKA znajdująca się w plastikowej obudowie ochronnej umożliwiającej łatwe zwijanie wyposażona w obciążnik, który zapewnia stałe napięcie taśmy i gwarantuje dokładność i powtarzalność pomiarów. Długość **taśmy** 150 cm (60 cali).

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: