

Fałdomierz plastikowy

Opis produktu:

Plastikowy fałdomierz Baseline® przeznaczony do badania grubości **fałd skóry**.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Fałdomierz plastikowy

Fałdomierz plastikowy Baseline® do mierzenia fałdów skóry jest niezwykle lekki, a przy tym gwarantuje dokładność i powtarzalność pomiarów. **Plastikowy fałdomierz** pozwala na rzetelny **pomiar** wielkości **tkanki tłuszczowej** w organizmie. **Badanie pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej** w organizmie wykonuje się bezpośrednio na skórze. Wynik można odczytać z załączonych do instrukcji tabel, które pomagają w określeniu procentowej **zawartości tkanki tłuszczowej** u poszczególnych grup wiekowych i płci. Maksymalny zakres pomiaru 50 mm. Urządzenie dostarczane jest w zestawie z instrukcją obsługi oraz tabelami.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: