

Inklinometr mechaniczny bąbelkowy / Goniometr mechaniczny



Opis produktu:

Inklinometr mechaniczny Bubble® stosowany do **mierzenia krzywizn ciała i zakresu ruchu.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Inklinometr mechaniczny bąbelkowy / Goniometr mechaniczny

Inklinometr mechaniczny Bubble® jest to przyrząd stosowany do mierzenia krzywizn ciała i zakresu ruchomości stawów.

Inklinometr mechaniczny budową przypomina busolę magnetyczną. Urządzenie pozwala na **dokonywanie pomiarów** zgięcia i wyprostu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej jak również pomiar wartości kifozy i lordozy oraz zakresu ruchu w innych stawach.

[img-10685-left-large_default]

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: