

Inklinometr cyfrowy

Opis produktu:

Inklinometr cyfrowy to nowoczesny pochyłomierz do pomiaru **zakresu ruchu stawów**. Urządzenie pozwala na **pomiar zakresu ruchu kręgosłupa** w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz stawów obwodowych.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Inklinometr cyfrowy

Inklinometr cyfrowy stosowany do mierzenia **zakresu ruchomości stawów**.

- Umieść pochyłomierz w pobliżu stawu, którego pomiaru chcesz dokonać;
- Naciśnij przycisk zero;
- Porusz stawem w obrębie zakresu jego ruchomości;
- Naciśnij przycisk stop;
- Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza LCD;

Urządzenie używa baterii 1 x 3v CR2032 (dołączona do zestawu). Niektóre procedury obejmujące pomiary szyi i pleców wymagają jednoczesnego zastosowania dwóch pochyłomierzy.

Informacje:

Model: