


Plastikowy skoliometr

Opis produktu:

Plastikowy **skoliometr** stosowany podczas pomiaru zakresu ruchu kręgosłupa i asymetrii tułowia.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Skoliometr Baseline

Ekonomiczny, plastikowy **miernik skoliozy Baseline®** umożliwiający wykonywanie pomiarów obrotu deformacji kręgosłupa. Urządzenie należy zastosować w celu określenia pacjentów, którzy powinni zostać poddani dalszej ocenie klinicznej. Produkt posiada wymiary 3.5" x 7.5" i jest dostarczany wraz z woreczkiem do przechowywania.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: