

Cyrkiel kabłąkowy Collyera



Opis produktu:

Cyrkiel kabłąkowy Collyera służy do pomiarów klatki piersiowej, ramion, miednicy, obręczy barkowej itp.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cyrkiel kabłąkowy Collyera

Cyrkiel kabłąkowy Collyera używany jest do dokładnych **pomiarów** szerokości **klatki piersiowej, obręczy barkowej, ramion, miednicy** itp. **Cyrkiel kabłąkowy** pozwala na dokładny pomiar zarówno w calach, jak i centymetrach. Maksymalny zakres pomiaru to 15 cali (38 cm)

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: