

Przenośny tester unerwienia dłoni

Opis produktu:

Przenośny tester unerwienia dłoni



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ulepszony test sensoryczny Weinstein (WEST) stanowi poprawioną wersję włókien **Semmesa Weinstein**. Włókna są stosowane do badania czucia powierzchniowego oraz określania aktywności nerwów peryferyjnych. Ponadto, zapewniają rzetelne wyniki testów dzięki wielowarstwowym, okrągłym końcówkom.

Tester dłoni posiada 5 włókien - końcówek monofilamentów z zaokrąglonymi końcówkami o różnych progach przyłożonej siły podanych w gramach:

- 0,07
- 0,2
- 2
- 4
- 200

[img-10707-left-large_default]

Informacje:

Kategoria: Drobnny sprzęt medyczny

Model: