

Przenośny tester unerwienia stopy

Opis produktu:

Przenośny tester unerwienia stopy



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ulepszony test sensoryczny **Weinstein (WEST)** stanowi poprawioną wersję włókien **Semmesa Weinsteina**. Włókna są stosowane do badania czucia powierzchniowego oraz określania aktywności nerwów peryferyjnych. Ponadto, zapewniają rzetelne wyniki testów dzięki wielowarstwowym, okrągłym końcówkom.

Tester stopy posiada 5 włókien - końcówek monofilamentów z zaokrąglonymi końcówkami o różnych progach przyłożonej siły podanych w gramach:

- 0,5
- 2
- 10
- 50
- 200

[img-10709-left-large_default]

Informacje:

Model: