



Profesjonalny zestaw 6 metalowych goniometrów

Opis produktu:

Profesjonalny **zestaw 6 metalowych goniometrów** umieszczonych w wygodnej walizce.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Profesjonalny zestaw 6 metalowych goniometrów

Zestaw sześciu goniometrów Baseline® przeznaczonych do pomiaru kątów ciała. **Goniometry** pozwalają w szybki i prosty sposób dokonać podstawowych pomiarów do oceny skuteczności w rehabilitacji.

Cały zestaw zawiera następujące metalowe goniometry:

- goniometr metalowy 6 cali - 180°,
- goniometr metalowy 14 cali - 180°,
- goniometr metalowy 14 cali - 360°,
- goniometr metalowy 8 cali - 180°,
- goniometr metalowy 6 cali - goniometry na palec
- goniometr przeznaczony do przeprowadzania rentgena - 8 cali - 180°.

Wszystkie instrumenty są dostarczane w ochronnej, przenośnej walizce.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: