



Skoliometr metalowy

Opis produktu:

Skoliometr metalowy (miernik skoliozy) Baseline® używany jest do pomiarów umożliwiających ocenę wielkości asymetrii tułowia.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Skoliometr metalowy

Metalowy **skoliometr** Baseline® wskazuje stopień nachylenia kręgosłupa. Za pomocą **skoliometru** można wykonać pomiary w różnych płaszczyznach kręgosłupa. Urządzenie pozwala na ocenę wielkości krzywizn, garbów oraz skrzywień poszczególnych odcinków kręgosłupa. **Skoliometr** stosowany jest do pomiarów umożliwiających wykrycie skoliozy oraz nienaturalnego skrzywienia przednio tylnego. Ponadto, urządzenie wykonuje pomiary niestabilnych skrzywień kości krzyżowej, odcinka szyjnego oraz odcinka piersiowego. Pomiary można dokonywać w centymetrach, calach oraz stopniach.

Informacje:

Model: