



Dynamometr gruszkowy ściskowy dziecięcy

Opis produktu:

Dynamometr ściskowy gruszkowy dla dzieci Baseline®.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dynamometr gruszkowy ściskowy dziecięcy

Dziecięcy **ściskowy dynamometr (gruszkowy)** Baseline® z miernikiem 15 PSI oraz maksymalnym wskaźnikiem **siły** przedstawiającym maksymalną wartość odczytu do chwili wyzerowania urządzenia. Urządzenie służy do wykonywania dokładnych **pomiarów siły ręki i siły palców**. Urządzenie zostało skalibrowane w PSI (funt na cal kwadratowy). Maksymalna wartość **pomiaru siły** wynosi 15 Ps

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: