



Dynamometr ściskowy, gruszkowy do pomiaru siły ścisku dłoni dla dorosłych

Opis produktu:

Dynamometr ręcznyściskowy Baseline®

używany do bardzo dokładnego **pomiaru siły ścisku** w dłoni dla osób dorosłych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dynamometr ściskowy, gruszkowy do pomiaru siły ścisku dłoni dla dorosłych

Ręczny ściskowy dynamometr gruszkowy Baseline® umożliwia **pomiar** prawie niewyczuwalnego **ścisku dłoni**. **Dynamometr ściskowy** z miernikiem 30 PSI oraz maksymalnym **wskaźnikiem siły** przedstawiającym maksymalną wartość odczytu w czasie wykonywania pomiaru, aż do chwili wyzerowania urządzenia. Urządzenie zostało skalibrowane w PSI (funt na cal kwadratowy). Maksymalna wartość **pomiaru siły** wynosi 30 PSI.

Informacje:

Model: