

Goniometr plastikowy, przezroczysty 8 calowy



Opis produktu:

Przezroczysty, **plastikowy goniometr** 8 cali. Urządzenie przeznaczone do pomiarów zakresu ruchu stawów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Goniometr plastikowy (przezroczysty) - 8 calowy

Przezroczysty, **plastikowy goniometr** posiada obrotową głowicę 360°, która posiada trzy skale zgodnie z międzynarodowymi standardami mierniczymi (ISON; international standards of measurements). Ramię o długości 8 cali posiada skalę linearną zarówno w calach, jak i centymetrach. Wskaźnik **goniometru** pozostaje na maksymalnej wartości pomiaru, aż do momentu wyzerowania urządzenia. Skala kąta wzrasta co 1 stopień.

Informacje:

Model: