



Goniometr plastikowy (przezroczysty) - 6 calowy

Opis produktu:

Przezroczysty, **plastikowy goniometr** – ramiona 6 cali, głowica obrotowa 360°.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Goniometr plastikowy (przezroczysty) - 6 calowy

Plastikowy, przezroczysty **goniometr** przeznaczony do pomiarów zakresu ruchu stawów.

Goniometr wyposażony został w obrotową głowicę 360° oraz ramię, które posiada skalę linearną zarówno w calach, jak i centymetrach. Wskaźnik pozostaje na maksymalnej wartości pomiaru, aż do momentu wyzerowania urządzenia. Skala kąta pomiaru wzrasta co 1 stopień. Obrotowa głowica 360 stopni – ramiona 6 cali.

Informacje:

Model: