

Plastikowy goniometr (przezroczysty) - 12 calowy

Opis produktu:

Goniometr plastikowy - ramiona 12 cali, pomiar 360°.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Plastikowy goniometr (przezroczysty) - 12 calowy

Przezroczysty, **plastikowy goniometr** umożliwiający obserwację osi ruchu stawów oraz zakresu ich ruchomości. Obrotowa Głowica 360° posiada trzy skale skalibrowane w taki sposób aby można było używać jej zgodnie z międzynarodowymi standardami mierniczymi (ISON; international standards of measurements). 12 calowe ramię goniometru posiada skale linearną zarówno w calach, jak i centymetrach i pozostaje na maksymalnej wartości pomiaru aż do wyzerowania urządzenia. Skala kąta wzrasta co 1 stopień.

Informacje:

Model: