

Goniometr metalowy ramiona 8 cali

Opis produktu:

Goniometr metalowy przeznaczony do **mierzenia zakresu ruchomości** rozmaitych **stawów** - ramiona 8 cali.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Goniometr metalowy ramiona 8 cali

Goniometr metalowy 8 cali mierzący zakres **ruchomości** małych **stawów**. Głowica 180° posiada skalę pozwalającą na pomiar z dokładnością do 1°. Napięcie między ramionami jest regulowane przy pomocy gałki sterowanej kciukiem. **Goniometr** pozwala na w zakresie 180 stopni za pomocą ramion o długości 8 cali.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: