

Goniometr mierzący zakres ruchomości rozmaitych stawów – ramiona 18 cali

Opis produktu:

Goniometr metalowy mierzący zakres ruchomości małych stawów – ramiona o długości 18 cali.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Goniometr mierzący zakres ruchomości rozmaitych stawów – ramiona 18 cali

Goniometr metalowy pozwalający na **pomiar** zakres ruchu małych **stawów**. Urządzenie wyposażone jest w głowicę 180°, która posiada skalę rosnącą co 1°. **Goniometr** posiada ramię wyposażone w skalę zarówno w calach, jak i centymetrach. Napięcie między ramionami jest regulowane przy pomocy gałki sterowanej kciukiem. Zakres pomiaru 180 stopni – ramiona o długości 18 cali.

Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Informacje:

Model: