



Krem Winback ESSENTIAL CREAM do terapii Tecar - 1000ml

Opis produktu:

Krem ESSENTIAL CREAM CONS1.2 I firmy **Winback** w wygodnym opakowaniu 1000ml wyposażony w specjalny dozownik.

Więcej o Terapii Tecar

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Krem Winback ESSENTIAL CREAM do terapii Tecar - 1000ml

Krem ESSENTIAL CREAM CONS1.2 firmy **Winback** umożliwia przepływ energii i zapewnia optymalny poślizg **elektrod Tecar**. Terapia **Tecar** jest innowacyjną formą **zabiegów**, łączącą **terapię** manualną z działaniem prądów o wysokiej częstotliwości. **Krem** do terapii **Tecar** ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, można stosować również do masażu tradycyjnego, ponieważ zmniejsza opór skóry.

Specjalistyczny **krem** do **terapii Tecar** firmy **Winback** doskonale sprawdzi się, zwiększając skuteczność działania urządzeń. Dodatkową zaletą **kremu** jest to, że znacząco wydłuża żywotność **elektrod Tecar (Winback)**. **Krem** nie zawiera parabenów i posiada neutralne pH.

Informacje:

Przeznaczenie: TECAR
Terapia Tecar: Akcesoria

Model:

Kategoria: Żele i preparaty

Kategoria: Terapia Tecar

Rodzaj preparatu: Przewodzący

Konsystencja: Krem

Pojemność: 1000 ml

Klasyfikacja: produkt medyczny