

Goniometr metalowy 14 cali (360°)

Opis produktu:

Goniometr metalowy 14 cali mierzący zakres ruchomości rozmaitych stawów do 360°



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Goniometr metalowy 14 cali (360°)

Goniometr metalowy jest najprostszym narzędziem do **pomiaru ruchu w rozmaitych stawach**. Podziałka przedstawia skalę pomiaru od 0° do 360°, która pozwala na dokonywanie badań z dokładnością do 1°.

Goniometr wykorzystuje się do sprawdzania zakresu ruchomości w stawach. Napięcie między ramionami jest regulowane przy pomocy gałki sterowanej kciukiem. Zakres pomiaru: 360 stopni – ramiona 14 cali.

Informacje:

Model: