

Młotek neurologiczny Taylora



Opis produktu:

Młotek neurologiczny Taylora stosowany przez lekarzy w celu wywołania reakcji podczas badania neurologicznego. **Młotek Taylora** jest niezbędnym wyposażeniem każdego gabinetu, w którym prowadzone są badania neurologiczne.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Młotek neurologiczny Taylora

Młotek neurologiczny Taylora jest najbardziej popularnym **młotkiem neurologicznym** stosowany przez neurologów. **Młotek Taylora** wykonany z trójkątnego elementu gumowego oraz metalowej, chromowanej rękojeści. **Młotek neurologiczny Taylora** stosowany jest celu wywołania reakcji podczas badania neurologicznego.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model:

Kolory młotków Taylora: 12-1574 CZARNY, 12-1573 NIEBIESKI, 12-1572 ZIELONY, 12-1570 ŻÓŁTY, 12-1571 CZERWONY