

Jednorazowe pojedyncze powierzchniowe elektrody żelowane Ag/AgCl 15x20mm kabel 10cm 0,7 mm TP



Opis produktu:

Jednorazowe powierzchniowe elektrody żelowane, pojedyncze, białe, Ag/AgCl, 15 x 20 mm, z kablem 10 cm, 0,7 mm TP.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe pojedyncze powierzchniowe elektrody żelowane Ag/AgCl 15 x 20 mm kabel 10 cm 0,7 mm TP

Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki Friendship zostały wykonane w kształcie "kaczęj stopy" i są standardowo dostępne w dwóch rozmiarach. Kształt ten, w połączeniu z wytrzymałą powierzchnią klejącą i przyjaznym dla skóry żelem, zapewnia utrzymanie elektrody na miejscu i wiarygodne pomiary, nawet jeśli elektroda lub kabel zostaną przesunięte w trakcie badania.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość
2023	SEAg-S-0.7/100/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	10 cm	Biały	0,7 mm, męskie	12 kompletów (144 szt.)
2023-1	SEAg-S-0.7/100/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	10 cm	Biały	0,7 mm, męskie	1 komplet (12 szt.)

Informacje:

Model:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: samoprzylepne
Kategoria: Elektrody

Jednorazowe powierzchniowe elektrody
żelowane, pojedyncze, białe, Ag/AgCl, 15 x 20
mm, z kablem 10 cm, 0,7 mm TP: 2023-1 - 1
komplet (12 szt.), 2023 - 12 kompletów (144 szt.)