



Lafayette - ręczny tester siły mięśni

Opis produktu:

LAFAYETTE ręczny tester siły mięśni - dynamometr.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

LAFAYETTE ręczny tester siły mięśni.

Podstawowe cechy:

- Rejestracja maksymalnej siły, określa czasu do osiągnięcia maksymalnej siły oraz czas całkowitego testu.
- Dwa zakresy pomiarowe: 0 - 300 funtów (136.1 kg) lub 0 - 50 funtów (22.6 kg).
- Ustawiany czas testu od 1 s do 10 s.
- Sygnalizacja dźwiękowa końca testu.
- Wyświetlanie siły w kilogramach lub funtach.
- Automatyczne lub ręczne zachowywanie do 52 wyników testów z możliwością przeglądania tych wyników do celów sporządzania dokumentacji.
- Zintegrowana procedura kalibracji z automatyczną weryfikacją.
- Sygnalizacja dźwiękowa i graficzna zużycia baterii

Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Informacje:

Model: