



CROM Deluxe – precyzyjny pomiar ruchomości szyi

Opis produktu:

CROM Deluxe - pozwala na pomiar zgięcia, wyprostu, zgięcia boczego i rotacji szyjnego odcinka kręgosłupa oraz protrakcji głowy.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

CROM Deluxe

CROM Deluxe (przyrząd do pomiaru zakresu ruchu szyjnego), który złożony jest z tej samej opatentowanej ramy głównej i jednostki rotacyjnej, co CROM Basic do pomiaru zgięcia, wyprostu, rotacji i boczego zgięcia odcinka szyjnego w preferowanej pozycji pionowej.

CROM Deluxe posiada dodatkowo moduł głowicy do pomiaru wysuwania, cofania i poślizgu grzbietowego. Ponieważ ramie skierowane jest do przodu można je łatwo umieścić w ramy głównej, dzięki temu wykonanie pomiarów przesunięcia głowy odbywa się bez konieczności zmiany pozycji pacjenta co zazwyczaj zajmuje tylko kilka dodatkowych minut i przedłuża badanie.

Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Informacje:

Model: