

## Activ Roll - Wałek do masażu z kolcami

### Opis produktu:

**Activ Roll - Wałek do masażu z kolcami** przeznaczony jest do stymulacji i relaksacji mięśni, pobudzania stref refleksogennych oraz poprawy krążenia krwi.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Activ Roll - Wałek do masażu z kolcami

**Przyrząd do masażu** w postaci wałka wyposażonego w kolce, który ma na celu pobudzać oraz rozluźniać mięśnie i strefy refleksogenne, a także zapewnić **poprawę krążenia krwi**.

Co więcej, **wałek sensoryczny Activ Roll** może służyć i jako przyrząd do ćwiczeń - w szczególności stóp - i przyrząd masujący całe ciało. Ze względu na miękkość kolców oraz twardość samego **wałka**, powstające dzięki temu bodźce mają umiarkowaną siłę, zaś sam **masaż jest delikatny**, co poprawia ukrwienie oraz **zmniejsza stopień napięcia mięśni**.

## Zastosowanie:

**Activ Roll** to przyrząd stworzony głównie na potrzeby **fizjoterapeutów**, ale też z myślą o **domowych użytkownikach**. Obejmuje to takie dziedziny jak **masaż, ćwiczenia relaksacyjne, terapia stóp oraz refleksologia**. **Terapeuci mogą dodatkowo silnie pobudzać receptory czuciowe wybrane przez siebie partie ciała, a konkretnie ich receptory czuciowe.**

## Dane szczegółowe:

<b>Długość:</b>	15cm
<b>Średnica:</b>	7,5cm
<b>Kształt:</b>	walec
<b>Przekrój poprzeczny:</b>	koło
<b>Materiał:</b>	guma
<b>Waga:</b>	150g
<b>Kolor:</b>	grafitowy
<b>Zastosowanie:</b>	rehabilitacja, integracja sensoryczna, fitness
<b>Ograniczenia stosowania:</b>	brak
<b>Stosowanie w terapiach pokrewnych:</b>	tak
<b>Czyszczenie:</b>	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących
<b>Opakowanie</b>	pudełko kartonowe
<b>Deklaracja zgodności CE:</b>	tak
<b>Deklarowana zgodność z normą:</b>	Produkt sklasyfikowany jako medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42 EWG.

## Informacje:

Materiał: guma  
 Kategoria: Rollery i wałki do masażu  
 Rodzaj: wałek  
 Kolor: czarny  
 Struktura: kolce  
 Twardość: miękkie  
 Twardość: średniej twardości

## Model: