



Activity Ball - piłka z kulkami dla dzieci o śr. 50 CM

Opis produktu:

Activity Ball to piłka o średnicy 50 cm, wyposażona w kolorowe kulki wewnątrz, które dodatkowo stymulują zmysły i zachęcają do aktywności ruchowej. Atrakcyjny wygląd oraz dźwięk przemieszczających się kulek zwiększają zaangażowanie dziecka podczas ćwiczeń.

Piłka jest przeznaczona dla dzieci do zajęć mających na celu poprawę równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wspiera rozwój motoryki oraz pomaga w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała.

Zastosowanie:

Trening motoryki

Logorytmika

Terapia propriocepcji

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Activity Ball - piłka gimnastyczna z kulkami dla dzieci

Efektem docelowym ćwiczeń jest wyraźna poprawa **równowagi oraz koordynacji ruchowej**, a także lepiej rozwinięta **propriocepcja** (czucie głębokie). Piłka łączy w sobie funkcję terapeutyczną z elementem fascynującej zabawy.

Activity Ball to unikalne narzędzie, które znajduje szerokie zastosowanie w zajęciach ogólnorozwojowych i terapeutycznych. Została zaprojektowana z myślą o dzieciach, aby wspierać

ich rozwój fizyczny poprzez angażowanie wielu zmysłów jednocześnie. Terapeuci, rehabilitanci oraz nauczyciele wychowania fizycznego wykorzystują ją do prowadzenia **ćwiczeń korekcyjnych**, wzmacniających mięśnie posturalne oraz poprawiających stabilizację stawów.

Zastosowanie w terapii i edukacji

Piłka jest niezastąpiona w procesie **integracji sensorycznej (SI)**. Dzięki swojej charakterystyce pozwala na:

- **Trening równoważny:** balansowanie na piłce wymusza pracę mięśni głębokich odpowiedzialnych za prawidłową postawę.
- **Rozwój propriocepcji:** nacisk i ruch piłki dostarczają bodźców do receptorów w mięśniach i stawach, budując świadomość własnego ciała.

Stymulacja sensoryczna i wizualna

To, co wyróżnia **Activity Ball**, to jej **przezroczysta powłoka**. Pozwala ona terapeutce na stałą obserwację pracy ciała dziecka i korygowanie postawy w czasie rzeczywistym. Wewnątrz piłki znajduje się 12 małych, kolorowych kuleczek, które dynamicznie wirują przy każdym ruchu i odbiciu. Ten efekt wizualny piłki:

- Dodatkowo **motywuje dzieci do aktywności** i dłuższego wykonywania ćwiczeń.
- Pomaga w **ćwiczeniu skupienia wzroku** i śledzenia obiektów.
- Wpływa na rozwój **widzenia przestrzennego** oraz koordynacji oko-ręka.

Dlaczego warto wybrać Activity Ball?

Wybierając ten model, zyskujesz narzędzie 2w1: profesjonalny przyrząd do rehabilitacji oraz zabawkę, której dziecko nie będzie chciało odstawić na bok. Wysoka jakość wykonania gwarantuje długie użytkowanie nawet przy intensywnej eksploatacji w placówkach terapeutycznych.

- **Wytrzymałość:** Piłka polecana do wagi max 120 kg. Testowana do 300 kg.
- **Bezpieczeństwo:** Wyrób medyczny klasy I, wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci, wolnych od szkodliwych substancji.
- **Ważne:** Do prawidłowego napompowania wymagana jest pompka igłowa.

Informacje:

Materiał: guma
Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka
Zastosowanie: Trening fitness i pilates
Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
Waga: 1,3 kg
Rozmiar: Duże piłki
Kolor: bezbarwny
Średnica: 50 cm
Rekomendowana waga: 120 kg
Wymagania: Wymaga pompki igłowej

Model: