

Kangoo - Stół do badań trzysekcyjny

Opis produktu:

Trzyczęściowy wielofunkcyjny stół do badań z elektryczną regulacją wysokości do minimalnego poziomu 47 cm. **Regulacja wysokości** stołu do badań ułatwia pracę z pacjentem o ograniczonej mobilności, z osobami starszymi, czy niepełnosprawnymi.

Produkt archiwalny.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Profesjonalny **trzysekcyjny stół do badań Kangoo** zaprojektowany tak, aby umożliwić umieszczenie pacjenta w pozycji **Trendelenburga** i **anty-Trendelenburga**. **Stół do badań**

Kangoo umożliwia swobodny dostęp do pacjenta.

Cechy charakterystyczne:

- **3-sekcyjny stół** z długim **zagłówkiem**;
- płynna regulacja zagłówka i podnóżka od -25 do 85 za pomocą sprężyn gazowych;
- możliwość umieszczenia pacjenta w **pozycji Trendelenburga** lub **odwróconej pozycji Trendelenburga**;
- ergonomiczny otwór z zatyczką na twarz w zagłówku;
- tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów, dostępna w różnych wersjach kolorystycznych;
- stabilna konstrukcja oparta na stalowej ramie;
- składane boczne poręcze ochronne (relingi) zabezpieczające przed upadkiem pacjenta;
- **elektryczna regulacja wysokości** w zakresie 47 - 92 cm;
- szybka regulacja z wysokości minimalnej do wysokości maksymalnej w przeciągu 30 sekund;
- cztery duże hamulce blokujące koła;
- uchwyt na ręcznik papierowy.

Dane techniczne:

Ilość sekcji:	3
Regulacja wysokości [cm]:	47 - 92
Wymiary (długość x szerokość) [cm]:	189 x 72
Waga [kg]:	116
Regulacja wysokości [mm]:	470 - 920
Trendelenburg/Antytrendelenburg:	18°
Kąt odchylenia nóg/zagłówka:	-18° - +85°
Maksymalne obciążenie [kg]:	250
Szerokość rolki papieru [cm]:	60
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wyrób medyczny:	

Informacje:

Ilość sekcji: 2

Regulacja wysokości: Elektryczna, za pomocą ramy

Opcje produktu:

Kolor tapicerki: 02 - Niebieski - Standard, 10 - Jasnozielony - Standard, 14 - Limonka - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 00 - Ecru - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 09 - Czerwony -

Standard, 06 - Szary - Standard, 04 - Terakota -
Standard