




Trzyramienny, hybrydowy kosz Dakota do usuwania kamieni

Opis produktu:

Dakota to hybrydowy, nitinolowy **kosz** z płaszczem 1,9 Fr przeznaczony do **usuwania kamieni** z dróg moczowych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Trzyramienny, hybrydowy kosz Dakota do usuwania kamieni

Dakota to 3-drutowy kosz hybrydowy, połączenie standardowego kosza z chwytakiem, zaprojektowany, aby pozwolić na chwytanie zarówno dużych, jak i nawet najmniejszych kamieni, bez konieczności używania różnych narzędzi.

- możliwość dotarcia do kamieni w dolnych kielichach nerki, dzięki elastycznej budowie pozwalającej na zamykanie się i otwieranie kosza przy pełnym ugięciu ureterorenoskopu
- możliwość czołowego chwytania kamieni/li>
- możliwość chwytania kamieni o średnicy nawet od 1mm
- dostępne dwa rozmiary kosza 8mm i 10 mm
- doskonała widoczność również w promieniowaniu RTG
- dostępne dwa rozmiary spirali 7mm i 10mm
- lepsze uwalnianie dużych kamieni z kosza, dzięki przyciskowi OpenSure™, pozwalającym na dodatkowe rozwarcie kosza przy pełnym otwarciu, dla kosza 8mm możliwość dodatkowego rozszerzenia do 12mm, oraz dla kosza 11 mm poszerzenie do 15mm
- wyższa trwałość i funkcjonalność w stosunku do produktów konkurencyjnych*, dzięki wysokiej jakości wykonania oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym

*Badania wykonane przez firmę Boston Scientific - porównanie trwałości koszyka Dakota z konkurencją poprzez wychwytywanie większych kamieni (8-10 mm), skuteczność koszyków Dakota wynosiła 100% do 75 cykli (skuteczność konkurencji 23% do 75 cykli): [Link](#)

Zobacz prezentację produktu:

Zobacz procedurę zabiegu:

Informacje:

Model: