


Elektrody samoprzylepne DURA STICK

Opis produktu:

Elektrody samoprzylepne DURA-STICK do elektroterapii i elektrostymulacji. Zestawy elektrod DURA-STICK zawiera **elektrody węgłowe z domieszką srebra**, które zapewniają standardowe przewodzenie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody samoprzylepne DURA-STICK do elektroterapii i elektrostymulacji. Seria **elektrod DURA-STICK** z domieszką srebra zapewniają standardowe przewodzenie. **Elektrody Dura-Stick** są elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne.

Kompatybilność elektrod DURA-STICK

Kompatybilne z aparatami **Chattanooga (Intellect** serii **Advanced** i **NEO**), **BTL** i innymi **aparatami do elektrostymulacji i elektroterapii**, które posiadają końcówkę o śr. 2 mm

Z aparatami **Wireless Professional 4CH** i **Wireless Professional 2CH** kompatybilne są elektrody nr 42204 (5x5 cm, 1 zatrzask).

Informacje:

Materiał: węglowe
Materiał: z domieszką srebra
Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii
Przeznaczenie: elektroterapia
Rodzaj elektrody: samoprzylepne
Sposób podłączenia: gniazdo 2 mm

Model:

Elektrody Dura Stick: 42190 - 5x5 cm (DURA - STICK) 4 szt., 42191 - 5x9 cm (DURA - STICK) 4 szt., 42204 - 5x5 cm (DURA - STICK) z zatrzaskiem 4 szt.