

Gym Ring - gumowe pierścienie 4 szt.



Opis produktu:

Gym Ring to gumowe pierścienie typu ringo, dostępne w komplecie po 4 sztuki, przeznaczone do zabawy oraz ćwiczeń manualnych.

Pierścienie wspierają rozwój **sprawności dłoni**, **koordynacji ruchowej** oraz **precyzji chwytu**. Doskonale sprawdzają się podczas zajęć ruchowych w szkołach, przedszkolach, a także w terapii i rehabilitacji.

Zastosowanie:

Praksja

Terapia zabawą

Motoryka mała

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Gym Ring - zestaw 4 gumowych pierścieni do zabaw ruchowych

Gym Ring to zestaw 4 gumowych pierścieni typu ringo o średnicy **18 cm**, zaprojektowanych z myślą o różnorodnych zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Wykonane z elastycznej i trwałej gumy, są bezpieczne w użytkowaniu oraz wygodne do chwytania nawet przez najmłodszych. Doskonale sprawdzają się podczas zajęć w szkołach, przedszkolach, na salach gimnastycznych oraz w plenerze, umożliwiając organizację atrakcyjnych gier indywidualnych i zespołowych.

Pierścienie **wspierają rozwój sprawności fizycznej**, w szczególności **siły i koordynacji dłoni**, a także refleksu i celności. Idealnie przygotowują do **zabawy w grupie**, ucząc współpracy i zdrowej rywalizacji. Dodatkową zaletą jest możliwość używania ich w wodzie - pierścienie **nie zanurzają się pod powierzchnię**, co czyni je świetnym urozmaicheniem zajęć na basenie oraz podczas letnich

aktywności na świeżym powietrzu.

Informacje:

Materiał: guma

Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka

Zastosowanie: Rehabilitacja dłoni i wzmacnianie
chwytu

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

Średnica: 18 cm

Ilość w zestawie: 4 sztuki

Model: