

## Heavymed - Piłka lekarska ciężka 0,5 - 5 kg

### Opis produktu:

**Heavymed** piłka lekarska, rozmiary: **0,5 - 5 kg**, średnica: 10 - 23 cm.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Heavymed - piłka lekarska do ćwiczeń

**Waga: 0,5/1/2/3/4/5 kg, średnica: 10/12/15/17/20/23 cm**

**Piłka lekarska przeznaczona do ćwiczeń całego ciała.**

**Heavymed** jest specjalnie zaprojektowaną, wypełnioną żelom **piłką lekarską**, której modele ważą kolejno 0,5kg, 2kg, 3kg, 4kg i 5kg. Specjalna powierzchnia zapewnia solidne chwytanie piłki, ale też **łatwiejsze odbijanie**.

**Heavymed** najbardziej przydaje się w przypadku **uprawiania sportów** wykorzystujących **głównie mięśnie rąk** (np. koszykówki, siatkówki, **piłki ręcznej**), ale pozostała grupa, np. piłkarze nożni również szybko **zauważą** korzyści płynące z treningu przy pomocy tej piłki. Osoby uprawiające **gimnastykę** też docenią ten produkt.

Proszę pamiętać, że **waga i rozmiary piłki** wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji **materiały** oraz **samą produkcję**.

## Ćwiczenia z piłką lekarską

### Dane szczegółowe:

<b>Średnica:</b>	10 cm, 12 cm, 15 cm, 17 cm, 20 cm, 23 cm
<b>Materiał:</b>	tworzywo sztuczne
<b>Waga:</b>	0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg
<b>Kolor:</b>	zielony [0,5 kg], czerwony [1 kg], żółty [2 kg], niebieski [3 kg], różowy [4 kg], pomarańczowy [5 kg]
<b>Zastosowanie:</b>	rehabilitacja, rekreacja, fitness
<b>Ograniczenia stosowania:</b>	brak
<b>Stosowanie w terapiach pokrewnych:</b>	tak
<b>Czyszczenie:</b>	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

### Informacje:

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

Waga: 0 - 1 kg

Waga: 1 - 2,9 kg

Waga: 3 - 5,9 kg

Rodzaj: piłka lekarska

Przeznaczenie: ćwiczenia

Kolor: odcienie niebieskiego

Kolor: odcienie zieleni

Kolor: pomarańcze i czerwienie

Kolor: róże i fiolety

Kolor: żółty

Średnica: 10 - 19 cm

### Model:

Waga/rozmiar (kg): 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg

Średnica: 20 - 29 cm