

Ritmic 280 - Piłka do gimnastyki rytmicznej 0,28 kg

Opis produktu:

Piłka przeznaczona do gimnastyki artystycznej, rytmiki, aerobiku czy ćwiczeń w wodzie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ritmic 280 - Piłka do gimnastyki rytmicznej

Ritmic to **piłka gimnastyczna** o średnicy 17cm lub 18cm. Dostępne 3 modele to **Ritmic** (śr. 17cm, waga 280g), **Ritmic Official** (śr. 18cm, waga 400g) oraz **Ritmic Official Competition** (śr. 18cm, waga 400g). Do wyboru kolory niebieski/czerwony/żółty/zielony (modele Ritmic i Ritmic Official) albo czarny/biały (model Ritmic Official Competition).

Ritmic przydaje się do **wielu typów ćwiczeń**. Wykorzystywana jest do takich **ćwiczeń** jak **rytmika**, **gimnastyka artystyczna** lub **aerobik** a nawet **ćwiczenia wodne**. W zależności od wagi, **ćwiczenia** mogą być bardziej lub mniej intensywne. Oprócz tego używanie ich **podczas zawodów** jest dopuszczalne dzięki zgodzie Międzynarodowej Federacji Gimnastyki Sportowej (FIG).

Proszę pamiętać, że rozmiary piłek wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

Dane szczegółowe:

Średnica:	17cm [Ritmic/Ritmic Official], 18cm [Ritmic Official Competition]

Materiał:	PCV
Waga:	280g [Ritmic], 400g [Ritmic Official/Ritmic Official Competition]
Kolor:	niebieski, czerwony, żółty, zielony [Ritmic/Ritmic Official] / czarny, biały (Ritmic Official Competition)
Zastosowanie:	fitness, gimnastyka
Ograniczenia stosowania:	brak
Stosowanie w terapiach pokrewnych:	tak
Czyszczenie:	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

Informacje:

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
 Waga: 0 - 1 kg
 Rodzaj: piłka
 Przeznaczenie: ćwiczenia
 Kolor: odcienie niebieskiego
 Kolor: odcienie zieleni
 Kolor: pomarańcze i czerwienie
 Kolor: żółty
 Średnica: 10 - 19 cm

Model: