

## Leżanka lekarska, kozetka LZM-1

### Opis produktu:

**Kozetka lekarska LZM-1** została zaprojektowana z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. **Kozetka lekarska** stosowana jest do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii oraz prostego masażu.

**Leżanka lekarska** została wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.

**Kozetka lekarska LZM-1** cechuje się dwuwarstwową tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych.

150 kg Maks. obciążenie 62 cm Szerokość  
 leżyska 191 cm Długość leżyska 0° - 48°  
 Regulacja podglówka Uwaga: Wieszak na papier  
 stanowi wyposażenie dodatkowe, które nie jest  
 częścią standardowego zestawu.



### Zdjęcia produktu:



## Szczegółowy opis produktu:

### Kozetka lekarska LZM-1

Kozetka lekarska LZM-1 wykonana jest z kształtowników stalowych oraz pokryta lakierem proszkowym, który odporny jest na uszkodzenia mechaniczne. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. Stosowana jest do zabiegów rehabilitacyjnych, masażu, fizykoterapii.

Idealna do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii i prostego masażu.

Posiada regulowany zagłówek w zakresie od 0 do 48 (+2) stopni, do wyboru wysokość 54/64/74 cm.

### Kozetka lekarska LZM-1 - cechy charakterystyczne

- regulowany zagłówek (od 0° do 48° +2),
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, bardzo stabilna rama wykonana ze stalowych profili 4-kątnych,
- stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie,
- możliwość złożenia nóżek podczas transportu po wykręceniu poprzeczek.

### Kozetka lekarska - niezbędne wyposażenie każdego gabinetu

Kozetka lekarska to podstawowy element wyposażenia każdego gabinetu medycznego, przychodni czy szpitala. Nasza oferta obejmuje szeroki wybór profesjonalnych kozetek, które łączą w sobie funkcjonalność, komfort i trwałość.

### Dlaczego warto wybrać kozetki lekarskie firmy Meden-Inmed

- Wysoka jakość wykonania - kozetki lekarskie firmy Meden-Inmed produkowane z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących długotrwałe użytkowanie nawet w intensywnie wykorzystywanych placówkach medycznych.
- Komfort pacjenta - miękkie, a jednocześnie odpowiednio sprężyste obicie zapewnia pacjentom wygodę podczas badań i zabiegów.
- Łatwość czyszczenia i dezynfekcji - powierzchnia kozetek jest odporna na środki dezynfekujące, co umożliwi zachowanie najwyższych standardów higieny.
- Różnorodność modeli - Meden-Inmed oferuje kozetki, stacjonarne i przenośne stoły do masażu i rehabilitacji z regulacją wysokości, dostosowane do różnych potrzeb i przestrzeni gabinetowych.
- Estetyczny wygląd - nowoczesny design i szeroka gama kolorystyczna pozwalają dopasować kozetkę do wystroju każdego gabinetu.
- Dodatkowe funkcje - opcjonalnie kozetki lekarskie mogą być wyposażone w regulowane zagłówki, czy wieszak na papier.

### Informacje:

Szerokość: 62 cm  
Długość: 193 cm  
Obciążenie maksymalne [kg]: 150  
Masa: 31 kg  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: 0 - +50°  
Linia: LZM  
Liczba sekcji: 2  
Typ stołu: O stałej wysokości  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Nie

### Model:

Wysokość: 540 mm, 640 mm, 740 mm  
Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange