

Leżanka lekarska, kozetka LZM-1

Opis produktu:

Kozetka lekarska LZM-1 została zaprojektowana z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. **Kozetka lekarska** stosowana jest do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii oraz prostego masażu.

Leżanka lekarska została wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.

Kozetka lekarska LZM-1 cechuje się dwuwarstwową tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych.

Uwaga: Wieszak na papier stanowi wyposażenie dodatkowe, które nie jest częścią standardowego zestawu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kozetka lekarska LZM-1

Kozetka lekarska LZM-1 wykonana jest z kształtowników stalowych oraz pokryta lakierem proszkowym, który odporny jest na uszkodzenia mechaniczne. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. Stosowana jest do zabiegów rehabilitacyjnych, masażu, fizykoterapii.

Idealna do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii i prostego masażu.

Posiada regulowany zagłówek w zakresie od 0 do 50 stopni, do wyboru wysokość 54/64/74 cm.

Kozetka lekarska LZM-1 - cechy charakterystyczne

- regulowany zagłówek (od 0° do 50°),
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, bardzo stabilna rama wykonana ze stalowych profili 4-kątnych,
- stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie,
- możliwość złożenia nóżek podczas transportu po wykręceniu poprzeczek.

Kozetka lekarska - niezbędne wyposażenie każdego gabinetu

Kozetka lekarska to podstawowy element wyposażenia każdego gabinetu medycznego, przychodni czy szpitala. Nasza oferta obejmuje szeroki wybór profesjonalnych kozetek, które łączą w sobie funkcjonalność, komfort i trwałość.

Dlaczego warto wybrać kozetki lekarskie firmy Meden-Inmed

- Wysoka jakość wykonania - kozetki lekarskie firmy Meden-Inmed produkowane z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących długotrwałe użytkowanie nawet w intensywnie wykorzystywanych placówkach medycznych.
- Komfort pacjenta - miękkie, a jednocześnie odpowiednio sprężyste obicie zapewnia pacjentom wygodę podczas badań i zabiegów.
- Łatwość czyszczenia i dezynfekcji - powierzchnia kozetek jest odporna na środki dezynfekujące, co umożliwia zachowanie najwyższych standardów higieny.
- Różnorodność modeli - Meden-Inmed oferuje kozetki, stacjonarne i przenośne stoły do masażu i rehabilitacji z regulacją wysokości, dostosowane do różnych potrzeb i przestrzeni gabinetowych.
- Estetyczny wygląd - nowoczesny design i szeroka gama kolorystyczna pozwalają dopasować kozetkę do wystroju każdego gabinetu.
- Dodatkowe funkcje - opcjonalnie kozetki lekarskie mogą być wyposażone w regulowane zagłówki, czy wieszak na papier.

Informacje:

Szerokość: 62 cm

Model:

Wysokość: 540 mm, 640 mm, 740 mm

Długość: 193 cm
Masa: 31 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: 0 -
+50°
Linia: LZM
Liczba sekcji: 2
Typ stołu: O stałej wysokości
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Nie

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240
Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement,
OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225
Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red,
OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075
Orange