

Lampa operacyjna Aurinio L110/L120 Trilux Medical



Opis produktu:

Lampa operacyjna Aurinio L110 i Aurinio L120 firmy Trilux Medical jest jedną z pierwszych **lamp operacyjnych** na świecie, która została wykonana w technologii **LED**. **Lampy operacyjne** Aurinio L110 i L120 wyróżniają się **świetnym odwzorowywaniem barw** $Ra=98$ i najwyższym na rynku współczynnikiem odwzorowywania barwy czerwonej $R9=99$.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jedną z pierwszych na świecie **lamp operacyjnych** w technologii **led** była **lampa** firmy **Trilux**

Medical Aurinio L110/120. Lampa wyróżnia się świetnym **odwzorowywaniem barw** Ra=98 i najwyższym na rynku **współczynnikiem odwzorowywania barwy czerwonej** R9=99. Lampy serii L110/120 można wyposażyć w **kamerę HD** montowaną w uchwycie sterylnym lub na dodatkowym ramieniu. Każda z kopuł **lampy** posiada swój sterownik w postaci **ekranu dotykowego** z którego regulujemy parametry. Dodatkowo można wyposażyć ją w **sterownik ścienny** lub **pilot bezprzewodowy**.

Lampy Aurinio serii L mogą posiadać **stałą temperaturę barwową** wynoszącą 4800K (Aurinio L110) lub **regulowaną** w trzech krokach 3800 / 4300 / 4800 K (Aurinio L120).

Seria **lamp** L110/120 podobnie jak **lampy Aurinio Wave** także jest wyposażona w technologię **LAS** - niwelującą zjawisko „starzenia” się **diod led**. System daje możliwość wraz ze zużywaniem się diod na zwiększenie ich natężenia, dzięki czemu żywotność i **jakość światła** pozostaje na niezmiennym wysokim poziomie nawet po wielu latach użytkowania. **Lampa operacyjna Aurinio L110/120** posiada regulację średnicy pola operacyjnego w zakresie 215-290mm oraz wgłębność **oświetlenia** L1+L2 (20%) równą 1000mm.

Informacje:

Opcje produktu: