

Lampa zabiegowa Aurinio L50 Trilux Medical



Opis produktu:

Lampa medyczna Aurinio L50 dostępna w wersji oprawy **sufitowej**, **ściennej** i **mobilnej** łączy zalety chłodnego **światła** z bardzo długą żywotnością dzięki zastosowanej **technologii LED**. Każda z **lamp zabiegowych Aurinio L50** dostępna jest w dwóch wariantach Standard i Premium - oba warianty wyposażone są w zintegrowaną 3-stopniową **regulację natężenia**.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lampa zabiegowa Aurinio L50 wykonana w technologii **LED**, idealnie dostosowana do potrzeby klienta, przygotowana w 3 wersjach oprawy: **sufitowa**, **ścienna** i **mobilna**. **Technologia LED** gwarantuje mniejsze zużycie energii i dłuższą żywotność **lampy**. Opcjonalnie **lampa** w wersji mobilnej dostępna jest z **akumulatorem**, który zapewnia 3 godziny nieprzerwanej pracy na ładowaniu.

Każda z **lamp zabiegowych Aurinio L50** dostępna jest w dwóch wariantach Standard i Premium - oba warianty wyposażone są w zintegrowaną 3-stopniową **regulację natężenia**. Ergonomiczny

uchwyt **lampy** dostępny jest w 3 kolorach: niebieski, zielony i szary.

Parametry techniczne

	Wersja Premium (PM)	Wersja Standard (SD)
Natężenie	75 000 lx	55 000 lx
Temperatura barwowa	4 800 K	4 800 K
Odwzorowanie barw Ra	95	95
Odwzorowanie barwy czerwonej R9	96	96
Średnia plamy świetlnej	16 cm	16 cm
Wgłębność oświetlenia	140 cm	140 cm
Żywotność źródła światła	> 40 000 godz.	> 40 000 godz.
Średnica kopuły	24 cm	24 cm
Regulacja natężenia	40 kLux/ 60 kLux/ 75 kLux	30 kLux/ 40 kLux/ 55 kLux

Informacje:

Opcje produktu: