



ProneView System - stabilizacja głowy podczas operacji

Opis produktu:

System **ProneView** jest przeznaczony do **stabilizacji głowy pacjenta** podczas zabiegów chirurgicznych. ProneView gwarantuje doskonałą **ochronę głowy i oczu pacjenta** podczas **zabiegów** w ułożeniu na brzuch.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ProneView jest to **system** profilowanych wkładek **pozycjonujących pacjenta na stole operacyjnym**. Stosowanie **pozycjonerów** zapewnia optymalny rozkład ciśnienia podczas **operacji i zabiegów**, dodatkowo anatomiczne dopasowanie **ProneView** utrzymuje naturalną pozycję ciała pacjenta.

Możliwość stosowania na każdym stole operacyjnym!

- ponad 1,5 mln użyć klinicznych;
- świetnie dopasowany anatomicznie;
- optymalny rozkład ciśnienia;
- naturalnie regulowana pozycja szyi;

- łatwy do utrzymania w czystości;
- łatwy w użyciu;
- wkładki wewnętrzne zwiększające stabilność.

Cechy produktu

- formowana i profilowana wkładka do równomiernego rozkładu ciśnienia na twarz pacjenta;
- eliminacja nacisku na oczy, brak ryzyka wystąpienia okluzji centralnej tętnicy siatkówki (CRAO);
- doskonała widoczność oczu pacjenta z 3 stron;
- stabilna platforma utrzymuje neutralną pozycję szyi.

Elementy składowe

Informacje:

Model:

ProneView System: Regulowany uchwyt głowy + platforma z lustrem, Wkładki wewnętrzne duże 10 szt (jednorazowe), Wkładki wewnętrzne małe 10 szt (jednorazowe)