

## Elektrody samoprzylepne DURA STICK PLUS



### Opis produktu:

**Elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS** do **elektroterapii** i **elektrostymulacji**. Zestawy elektrod DURA-STICK PLUS zawiera **elektrody** ze średnią zawartość **srebra** zapewniająca dobre przewodzenie.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Elektrody samoprzylepne DURA-STICK PLUS** do elektroterapii i elektrostymulacji. **Elektrod DURA-STICK PLUS** ze średnią zawartością srebra gwarantują dobre przewodzenie. **Elektrody DURA-STICK PLUS** są elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym żelom przewodzącym impulsy elektromagnetyczne.

### Kompatybilność elektrod DURA-STICK PLUS

Kompatybilne z aparatami **Chattanooga (Intellect** serii **Advanced** i **NEO**) i innymi **aparatami** do **elektrostymulacji** i **elektroterapii**, które posiadają końcówkę o śr. 2 mm

## Kompatybilność elektrod DURA-STICK PLUS z zatrzaskiem

**Elektrody z zatrzaskiem** (modele: **42203**, **42204** oraz **42223**) są kompatybilne z urządzeniami **Compex SP**, **Compex FIT**, **Wireless**, **Physio**, **Theta** i **Rehab**.

Elektroda **42201** elektrody samoprzylepne z **Cefar Clip**, przeznaczona do urządzenia **Cefar Easy**.

Z aparatami **Wireless Professional 4CH** i **Wireless Professional 2CH** kompatybilne są elektrody nr 42203 (5x10 cm, 2 zatrzaski) oraz nr 42223 (5x10 cm, 1 zatrzask).

### Informacje:

Materiał: z domieszką srebra  
Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii  
Przeznaczenie: elektroterapia  
Rodzaj elektrody: samoprzylepne  
Sposób podłączenia: gniazdo 2 mm

### Model:

Elektrody Dura Stick: 42219 - śr.3 cm (DURA - STICK PLUS) 4 szt., 42197 - śr.5 cm (DURA - STICK PLUS) 4 szt., 42198 - 5x5 cm (DURA - STICK PLUS) 4 szt., 42199 - 5x9 cm (DURA - STICK PLUS) 4 szt., 42200 - 5x10 cm (DURA - STICK PLUS) 2 szt., 42201 - 5x5 cm (DURA - STICK PLUS) 4 szt. samoprzylepne z Cefar Clip, 42223 - 5x10 cm (DURA - STICK PLUS) z zatrzaskiem 2 szt., 42203 - 5x10 cm (DURA - STICK PLUS) z 2 zatrzaskami 2 szt., 42202 - 5x10 cm (DURA - STICK PLUS) 4 szt. zatrzask