

Elektrody samoprzylepne DURA STICK PREMIUM

Opis produktu:

Elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM do elektroterapii i elektrostymulacji. Zestawy elektrod DURA-STICK zawiera **elektrody** ze stali nierdzewnej z dużą zawartością srebra zapewniająca najlepsze przewodzenie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody samoprzylepne DURA-STICK PREMIUM do elektroterapii i elektrostymulacji. Seria **elektrod DURA-STICK PREMIUM** wykonanych ze stali nierdzewnej z dużą zawartością srebra zapewniającą najlepsze przewodzenie. **Elektrody DURA-STICK PREMIUM** są elastyczne i łatwe w przyklejeniu na każdą część ciała, powleczone specjalnym niebieskim żelem przewodzącym impulsy elektromagnetyczne.

Kompatybilność elektrod DURA-STICK

Kompatybilne z aparatami **Chattanooga** (Intelect serii **Advanced** i **NEO**) i innymi **aparatami** do **elektrostymulacji i elektroterapii**, które posiadają końcówkę o śr. 2 mm

Informacje:

Materiał: z domieszką srebra

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Przeznaczenie: elektroterapia

Rodzaj elektrody: samoprzylepne

Sposób podłączenia: gniazdo 2 mm

Model:

Elektrody Dura Stick: 42205 - śr.3 xm (DURA - STICK PREMIUM) 4 szt., 42206 - śr.5 cm (DURA - STICK PREMIUM) 4 szt., 42209 - 5x5 cm (DURA - STICK PREMIUM) 4 szt., 42207 - 4x6 cm (DURA - STICK PREMIUM) 4 szt., 42212 - 4x9 cm (DURA - STICK PREMIUM) 4 szt., 42210 - 5x9 cm (DURA - STICK PREMIUM) 4 szt., 42208 - 8x13 cm (DURA - STICK PREMIUM) 2 szt.