

Stoły do masażu i rehabilitacji Gymna.ONE Q8

Opis produktu:

Stoły do masażu i rehabilitacji Gymna.ONE Q8 to ekskluzywna linia produktów dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających Klientów. Gymna.ONE stanowi serce Twojej praktyki, tworząc ekskluzywne środowisko pracy dla Ciebie i Twoich pacjentów.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stoły do masażu i rehabilitacji Gymna.ONE Q8

Seria ekskluzywnych stołów do masażu i rehabilitacji Gymna.ONE Q8 wyróżnia się na tle konkurencji, nie tylko przez wyjątkowy design, ale także zastosowanie szeregu nowoczesnych technologii odpowiadających na potrzeby terapeuty i pacjenta.

Stoły do masażu i rehabilitacji Gymna.ONE Q8

- ośmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej strony,

- podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34-36-38°C,
- sekcja zagłówek z opuszczanymi boczками (-72 do 30°),
- część środkowa (0 do 20°) i podnózek (0 do 75°) regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX,
- system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami,
- możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej i lędźwiowej,
- możliwość zablokowania funkcji stołu.

Modele GYMNA.ONE Q8 CARBON BLACK

GYMNA.ONE Q8 CARBON BLACK - wersja z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.

Cechy charakterystyczne stołów serii gymna.ONE:

[img-5309-left-home_default]

Nowoczesny design

[img-5311-left-home_default]

Optymalnie ukształtowane pokrycia podstawy ukrywają wszystkie mechanizmy stołu, dzięki czemu stół gymna.ONE jest elegancki i łatwy w utrzymaniu w czystości

[img-5310-left-home_default]

Zastosowanie wytrzymałych, naturalnych materiałów jak drewno i aluminium

[img-5312-left-home_default]

Tapicerka dostępna w pięciu eleganckich wersjach kolorystycznych

[img-5313-left-home_default]

Funkcja podgrzewania leżyska z unikalnym, trzystopniowym systemem doboru temperatury-sterowane za pomocą bezprzewodowego pilota

[img-5315-left-home_default]

System Easymove wysuwa kółka jezdne stołu pozwalając na jego transport

Informacje:

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: -72 – +30°

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 20°

Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 75°

Liczba sekcji: 8

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 50 – 100 cm

Model:

Stoły do masażu i rehabilitacji gymna.ONE opcje: Stół bez dodatków, Elektryczna regulacja części środkowej, Ręcznie polerowana rama z aluminium, Podparcie twarzy ERGOMAX-2
Gymna - Kolory: Ink Black, Ash Black, Midnight Blue, Warm Taupe, Ruby Red, Caramel Latte, Ivory White, Dark Chocolate

Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak